

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ JESSNER LIGHTENING PEEL

Тройное действие пилинга: разрушение пигмента в эпидермисе, эксфолиация окрашенных клеток с поверхности кожи и предотвращение новой пигментации. Эффективен даже против застарелых пигментных пятен.

ПОКАЗАНИЯ:

- увядающая кожа
- мелкие морщины («кисет»)
- себорея
- акне
- нарушения микрорельефа кожи
- гиперпигментация
- гиперкератоз

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС: не более 5 процедур с интервалом 3-4 недели.

1 ЭТАП. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

Очистить кожу от макияжа. Нанести небольшое количество предпилингового геля для умывания CLEANSING GEL на кожу и вспенить с помощью воды массирующими движениями, избегая области вокруг глаз. Оставить на 1-2 минуты. Тщательно смыть водой. Насухо вытереть кожу салфеткой.

Объем продукта: 200 мл
Расход на 1 процедуру: 2-3 мл



CLEANSING GEL

2 ЭТАП. ОБРАБОТКА ОБЕЗЖИРИВАЮЩИМ ЛОСЬОНОМ

Нанести лосьон на ватный диск и осторожно обработать кожу лица и шеи по массажным линиям (избегая зону вокруг глаз).

Объем продукта: 100 мл
Расход на 1 процедуру: 3 мл



DEGREASING LOTION

3 ЭТАП. ЗАЩИТА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

При помощи ватной палочки аккуратно нанести регенерирующий крем на nevus-ы и родимые пятна.

Объем продукта: 30 мл
Расход на 1 процедуру: 1 мл



REGENERANT
CREAM

4 ЭТАП. НАНЕСЕНИЕ НА КОЖУ ПИЛИНГА

Равномерно распределить пилинг по обрабатываемой зоне с помощью кисти. Необходимо наносить пилинг на кожу в определенной последовательности – от менее чувствительных зон к более чувствительным. Обрабатываемые зоны – лицо (исключая область вокруг глаз), шея, декольте, кисти рук, тело. Наносится до 5 слоев. Время экспозиции между слоями не менее 3 минут. Количество слоев определяется индивидуальными особенностями кожи пациента, показаниями, а также желаемой глубиной пенетрации. Время экспозиции от 4 до 12 часов (в случае возникновения плотного фроза нанести нейтрализатор Biotime на 2-5 минут).

Объем продукта: 30 мл
Расход на 1 процедуру: 1-2 мл



JESSNER
LIGHTENING PEEL